

pt

ESPÁTULA DE AYRE

**Produto destinado a facilitar a coleta de amostras cervicais por pessoal de saúde especializado e em condições higiênicas adequadas.
Produto de uso único. As espátulas Ayre são produtos sanitários (MD).**

Finalidade:

Produto destinado à raspagem e extração de material citológico da superfície do colo do útero ou área vaginal para exame patológico. Destinado ao uso em ambientes clínico-hospitalares. Eles têm uma consistência mecânica suficiente para garantir a impossibilidade de quebrar durante o uso.

Apresentação:

Apresentação em massa. É vendido em 2 materiais:

- Madeira de alta qualidade, com consistência inquebrável e bordas arredondadas para evitar agressividade em mucosas e tecidos.
- Plástico (Polipropileno) com bordas arredondadas para evitar agressividade em mucosas e tecidos.

Precauções gerais:

1. O uso da espátula não apresenta dificuldades para os usuários a que se destina.
2. Não é adequado para qualquer aplicação que não seja o uso pretendido.
3. A reutilização deste produto pode causar infecções.
4. Não use se houver sujeira visível na espátula. Descarte o produto se algum estiver quebrado ou lascado.
5. Não exerça pressão forte durante o uso, pois a espátula pode quebrar (improvável, pois a força necessária para quebrá-la é considerável). Em caso de quebra, descarte imediatamente.
6. As espátulas não requerem condições especiais de armazenamento.
7. Devido ao fim a que se destina o produto, os destinatários pertencem ao sector da saúde, e dispõem de contentores de resíduos biológicos onde deve ser eliminado o produto usado, e gerido como resíduo biológico. As espátulas, uma vez utilizadas, devem ser descontaminadas ou tratadas como lixo hospitalar contaminado. É responsabilidade de cada laboratório manusear, tratar e descartar os resíduos de acordo com os regulamentos. As espátulas não utilizadas podem ser consideradas mercadorias não perigosas e podem ser descartadas de acordo com este critério.



Não reutilizar



Marcação CE



Fabricante



Dispositivo médico



deltalab.es/eifus

Consultar as instruções de utilização no website www.deltalab.es/eifus



Prazo de validade



Número de catálogo



Identificador único do dispositivo



Código do lote

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es