



AYRES SPATEL

Einwegprodukt. Die Wiederverwendung dieses Produkts kann Infektionen verursachen. Steril durch Ethylenoxid. Es wird in 2 Materialien verkauft:
- Holz mit bruchsicherer Konsistenz und abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Aggressivität auf Schleimhäute und Gewebe.
- Ungiftiger Kunststoff (polypropylen) mit abgerundeten Kanten, um Aggressivität auf Schleimhäute und Gewebe zu vermeiden.

Es hat eine ausreichende mechanische Konsistenz, um sicherzustellen, dass es während des Gebrauchs nicht bricht. Produkt zur Erleichterung der Entnahme von Zervixproben durch medizinisches Fachpersonal und unter angemessenen hygienischen Bedingungen. Einheitliche Aufmachung: einzeln verpackt im Flow-Pack oder Peel Pack.

Der Spatel ist für die Verwendung in Kliniken und Krankenhäusern vorgesehen. Die Anwendung des Spatels bereitet den vorgesehenen Anwendern keine Schwierigkeiten. Nicht für andere Anwendungen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Es sollte nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Bruch oder Beschädigung der Verpackung gibt. Wenn festgestellt wird, dass die Verpackung beschädigt ist, verwenden Sie den Spatel nicht, da er seinen sterilen Zustand verloren haben könnte. Es sollte nicht verwendet werden, wenn Schmutz auf dem Spatel zu sehen ist. Entsorgen Sie das Produkt, wenn Risse oder Absplittungen gefunden werden. Nicht verwenden, wenn die aufgedruckte Produktinformation nicht korrekt angezeigt wird. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Während des Gebrauchs sollte kein starker Druck ausgeübt werden, da der Spatel brechen könnte (unwahrscheinlich, da die zum Brechen erforderliche Kraft beträchtlich ist). Bei Bruch sofort entsorgen. Spatel erfordern keine besonderen Lagerbedingungen. Aufgrund der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts gehören die Empfänger dem Gesundheitssektor an und verfügen über Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe, in denen das gebrauchte Produkt entsorgt werden muss. Einmal benutzte Spatel müssen dekontaminiert oder als kontaminierter Krankenhausabfall behandelt werden. Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, Abfälle gemäß den Vorschriften zu handhaben, zu behandeln und zu entsorgen. Unbenutzte Spatel können als ungefährliche Produkte betrachtet werden und können gemäß diesen Kriterien entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, Abfälle gemäß den Vorschriften zu handhaben, zu behandeln und zu entsorgen. Unbenutzte Spatel können als ungefährliche Produkte betrachtet werden und können gemäß diesen Kriterien entsorgt werden.

REF.	DESCRIPTION
444150	WOOD AYRE SPATULA PEEL-PACK
444142	PLASTIC AYRE SPATULA PEEL-PACK
444242	PLASTIC AYRE SPATULA FLOW

ZERVIXBÜRSTE

Einwegprodukt. Die Wiederverwendung dieses Produkts kann Infektionen verursachen. Steril durch Ethylenoxid. Sie wird zur Entnahme endozervikaler Proben für Laboruntersuchungen (zytologische, pathologische, mikrobiologische usw.) verwendet. Die Form und Struktur des Kopfes ermöglichen die Entnahme einer ausreichenden Probenmenge, falls mehr als ein Test durchgeführt werden muss. Produkt zur Erleichterung der Entnahme von Zervixproben durch medizinisches Fachpersonal und unter angemessenen hygienischen Bedingungen. Sie sollte nicht im Falle einer Schwangerschaft verwendet werden. Einheitliche Aufmachung: Einheitlich verpackt in einer Peel-Packung.

Die Zervixbürste ist für die Verwendung in Kliniken und Krankenhäusern vorgesehen. Die Anwendung der Zervixbürste bereitet für die bestimmungsgemäßen Zwecke keine Schwierigkeiten. Nicht für andere Anwendungen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Nicht verwenden, wenn es Anzeichen von Bruch oder Beschädigung der Verpackung gibt. Wenn festgestellt wird, dass die Verpackung beschädigt ist, verwenden Sie die Bürste nicht, da sie ihren sterilen Zustand verloren haben könnte. Es sollte nicht verwendet werden, wenn Schmutz auf der Bürste beobachtet wird. Entsorgen Sie das Produkt, wenn es beschädigt ist oder ein Kopf fehlt. Nicht verwenden, wenn die aufgedruckte Produktinformation nicht korrekt angezeigt wird. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Während des Gebrauchs sollte kein starker Druck ausgeübt werden, da die Zervixbürste brechen könnte (unwahrscheinlich, da die zum Brechen erforderliche Kraft beträchtlich ist). Bei Bruch sofort entsorgen. Zervixbürsten erfordern keine besonderen Lagerbedingungen. Aufgrund der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts gehören die Empfänger dem Gesundheitssektor an und verfügen über Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe, in denen das gebrauchte Produkt entsorgt werden muss. Einmal verwendete Zervixbürsten müssen dekontaminiert oder als kontaminierter Krankenhausabfall behandelt werden. Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, Abfälle gemäß den Vorschriften zu handhaben, zu behandeln und zu entsorgen. Unbenutzte Bürsten können als ungefährliche Produkte betrachtet werden und können gemäß diesen Kriterien entsorgt werden.

REF.	DESCRIPTION
440151	CYTOLOGY BRUSH PEEL PACK

Quantity	CE marking	Batch code	Manufacturer
Catalogue number	Do not use if Package is damaged	Do not re-use	Sterile by Ethylene Oxide
Medical Device	Consult instructions for use on the website www.deltalab.es/eifus	Manufacturing date	Use-by-date
Unique device identifier	Unique sterile barrier system		

In case of a serious incident* related to the product, notify to Deltalab, S.L. as well as the competent authority of the State in which the user is established.

*A "serious incident" is understood as one that entails the death, or serious deterioration of the health of the patient or user or a serious threat to public health.

