

STERIL TAMPONOK SZÁLLÍTÓKÖZEGGEL ÉS ANÉLKÜL

Egyszer használatos termék. Etilén-oxiddal vagy sugárzással sterilizált tamponok (a csomagoláson feltüntetve).
**A transzport közeggel in vitro diagnosztikai (IVD) orvosi eszközök, míg a tamponok, közeggel vagy anélkül, orvosi eszközökhöz (MD).
 és a CE0318 hatálya alá tartoznak.**

A tartó fából, műanyagból, fonott alumíniumból vagy merev alumíniumból készül, a fej pedig pamutból, normál poliészterből, poliészterből vagy viszkózból.

Rendeltetészerű használat:

A szállítóeszközzel és anélkül készült tamponok steril invazív termékek, amelyek a beteggel közvetlenül érintkezve, sebészeti jellegűek, szállítóeszközzel vagy anélkül, a későbbi mikrobiológiai elemzéshez, speciális egészségügyi személyzet által és megfelelő higiénés körülmények között minták gyűjtésére szolgálnak. A tamponot klinikai-kórházi környezetben való használatra szánják.

Termék leírás:

- Steril tamponok egyenként lehúzható csomagban, egység csomagban vagy tubusban.
 - Transzport közeggel ellátott tamponok, egyenként lehúzható „peelpack”-ben vannak csomagolva, amely egy tamponot és egy tubusot tartalmaz a transzport közeggel.

Figyelmeztetések:

- Ha az egység csomagolása eltörik, ne használja a tamponot, mivel nem garantálja a sterilitást.
- Ne használja, ha valamelyik alkatrész hiányzik, vagy ha a nyomtatott termékinformáció nem megfelelően jelenik meg.
- Dobja ki a terméket, ha piszkos, törött és/vagy szilánkos keféet talál, és/vagy nem tömörített fejjel és/vagy anélkül.
- Ne használja, ha a lejárati idő túllépte.
- Ne használja, ha a szállítóeszközön változást észlel.
- Semmilyen körülmények között ne nyelje le a szállítóeszközt.
- Csak egyszeri használatra. A termék újrafelhasználása fertőzést okozhat.
- Óvatosan kezelje. Bár nem valószínű, a használat közbeni túl nagy nyomás eltörheti az ecsetet. Ha törött, azonnal dobja ki.

9. A szállítóeszköz nélküli kefék nem igényelnek különleges tárolási feltételeket. A szállítóeszközzel ellátott tamponokat száraz helyen, napfénytől védett helyen, 2-30°C közötti hőmérsékleten célszerű tárolni.

Általános óvintézkedések:

- A rendeltetészerű használaton kívül más célra nem alkalmas.
- Gyermekgyógyászati használatra a műanyag vagy alumínium alátéttel ellátott kefe ajánlott.
- A seprű használata nem jelent nehézséget a rendeltetészerű felhasználók számára.
- A transzport közeggel ellátott tamponok esetében a grafikával ellátott használati utasítást az elsődleges csomag tartalmazza (lehúzó-csomag).
- Használat után a tamponokat fertőtleníteni kell, vagy szennyezett kórházi hulladékként kell kezelni. Minden laboratórium feladata, hogy a hulladékot az előírásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa. A fel nem használt kefék, nem veszélyes anyagnak tekinthetők, és az előbbieken jelzett kritériumok szerint ártalmatlaníthatók.

Hivatkozások:

- Cuñé J. et al. A felületes tamponanyaghasználat hasznos az akut protézis izületi fertőzések mikrobiológiai diagnosztikájában. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
- Gil P és mtsai. A laboratóriumi diagnosztika és mintavétel jelentősége a mycosis diagnosztikájában és kezelésében a lábgyógyászatban. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
- Garcia JM és mtsai. Minták gyűjtése, szállítása és általános feldolgozása a Mikrobiológiai laboratóriumban. Eljárások a klinikai mikrobiológiában. Spanyol Fertőző Betegségek és Klinikai Mikrobiológiai Társaság (SEIMC). 2017.

Ref	Descripción	Description
300200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	ESCOBILLON PS+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSSE
300203	ESCOBILLON ALU+ALGODON PEEL	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	ESCOBILLON MAD.+ALGOD. B/2 PEEL	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	ESCOBILLON ALU.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSSE
300253	ESCOBILLON ALU.+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSSE
300261	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300263	ESCOBILLÓN 13X165MM PS C/POLIÉSTER	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
300212.1	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/2	SWAB PEEL/2 PS+VISCOSSE
310200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON FLOW	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	ESCOBILLON PS+VISCOSA FLOW	PS+VISCOSSE SWAB FLOW
300250.M	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON

Ref	Descripción	Description
300252W	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO T/BLANCO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSSE WHITE CAP
300261.M	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300280	CARY BLAIR MADERA+ALGODON	CARY BLAIR SWAB WOOD+COTTON
300281	AMIES ALUMINIO+VISCOSA	AMIES SWAB ALUMINIUM+VISCOSSE
300285	AMIES CARBON PS+VISCOSA	AMIES+CHARCOAL SWAB PS+VISCOSSE
300287	AMIES PS+VISCOSA	AMIES SWAB PS+VISCOSSE
300290	STUART MADERA+ALGODÓN	STUART SWAB WOOD+COTTON
300291	STUART ALUMINIO+ALGODÓN	STUART SWAB ALUM+COTTON
300295	STUART 13X165MM PS C/VISCOSA	STUART 13X165MM PS W/VISCOSSE
300298	VIRUS 2ML PS+VISCOSA	VIRUS 2ML SWAB PS+VISCOSSE
300280.2	CARY BLAIR PS+VISCOSA	CARY BLAIR SWAB PS+VISCOSSE
300281/1	ESC. AMIES+CARBON ALUM.VISCOSA	AMIES CHARCOAL SWAB WIRE+VISCOSSE
300284.SE	AMIES LIQUIDO PS+VISCOSA S/ESPONJA	AMIES SWAB LIQUID PS+VISCOSSE NO SPONGE
300299.SE	CHLAMYDIA PS+POLIESTER S/ESPONJA	CHLAMYDIA SWAB PS+POLYESTER NO SPONGE

Szimbólumok szójegyzéke:

REF	Katalógus szám	LOT	Tételszám	Tegyük meg a weboldalon található használati utasítást deltalab.es/eifus	QTY	Mennyiség	STERILE R	Steril számára sugárzás	
IVD	Orvosi eszköz in vitro diagnosztikához	MD	Orvosi eszköz	Ne használja, ha a csomagolás sérült	Ne használja fel újra	STERILE EO	rozsdás steril etilénből		
	Napfénytől védett helyen tárolandó		Gyártó		Lejárati Dátum		CE jelölés		Tárolási hőmérséklet
UDI	Egyedi eszközzonosító		Gyártás időpontja		Egyedülálló steril gátrendszer				

A termékkel kapcsolatos súlyos incidens* esetén értesítse a Deltalab, SL és a felhasználó székelye szerinti állam illetékes hatóságát. **Súlyos esemény” alatt azt értjük, amely a beteg vagy a felhasználó halálához vagy egészségi állapotának súlyos romlásához, vagy a közegészségügy súlyos fenyegetéséhez vezet.

Esset a gyűjtéshez:

Cső közeggel:

DELTALAB, S.L.
 Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
 08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
 info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es