

## STERYLNE WYMAZÓWKI Z PODŁOŻEM TRANSPORTOWYM I BEZ PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO

Produkt jednorazowego użytku. Waciki sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie (wskazanie na opakowaniu).

Nośniki transportowe są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro (IVD), podczas gdy wymazówki, z podłożem lub bez, są wyrobami medycznymi (MD). I są objęte CE0318. Trzonek wykonany jest z drewna, tworzywa sztucznego, plecionego aluminium lub sztywnego aluminium, a główka z bawełny, standardowego poliestru, poliestru lub wiskozy.

### Zamierzony cel:

Wymazówki ze środkiem transportu i bez niego to jałowe, inwazyjne produkty do pobierania próbek przez bezpośredni kontakt z pacjentem, typu chirurgicznego, ze środkami transportu i bez nich do późniejszej analizy mikrobiologicznej, przez wyspecjalizowany personel medyczny w odpowiednich warunkach higienicznych. Wymazówki przeznaczone są do użytku w warunkach kliniczno-szpitalnych.

### Prezentacja:

- Sterylne wymazówki pakowane pojedynczo w opakowania typu peel-pack, flow-pack lub próbówki.
- Wymazówki z podłożem transportowym pakowane są pojedynczo w odrywane opakowanie, które zawiera wymazówkę oraz próbkę z podłożem transportowym.

### Ostrzeżenia:

1. Jeżeli opakowanie jednostkowe ulegnie uszkodzeniu, nie należy używać wymazówki, gdyż nie gwarantuje ona sterylności.
2. Nie używać, jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jeśli wydrukowane informacje o produkcie nie są wyświetlane prawidłowo.
3. Wyrzucić produkt, jeśli znajdziesz brudne, połamane i/lub odłamki szczotek i/lub których główka nie jest zagęszczona i/lub jest bez niej.
4. Nie stosować, jeśli minął termin ważności.
5. Nie stosować w przypadku zaobserwowania zmian w środku transportu.
6. Pod żadnym pozorem nie połykać środka transportu.
7. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie tego produktu może powodować infekcje.
8. Obchodź się ostrożnie. Chociaż jest to mało prawdopodobne, zbyt duży nacisk podczas

użytkowania może spowodować uszkodzenie szczoteczki. Jeśli jest uszkodzony, natychmiast go wyrzucić.

9. Pędzle bez środka transportu nie wymagają specjalnych warunków przechowywania. Wymazy znajdujące się w środkach transportu zaleca się przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed działaniem promieni słonecznych i w temperaturze 2-30°C.

### Ogólne środki ostrożności:

1. Nie nadaje się do żadnego innego zastosowania niż zamierzone.
2. Do użytku pediatrycznego zalecana jest szczoteczka z plastikowym lub aluminiumowym trzonkiem.
3. Użytkowanie wymazówki nie nastęca trudności końcowemu użytkownikowi.
4. W przypadku wymazówek z podłożem transportowym instrukcja użycia z rysunkami znajduje się na opakowaniu podstawowym (peel-pack).
5. Raz użyte wymazówki należy odkażić lub potraktować jako zanieczyszczone odpady szpitalne. Obowiązkiem każdego laboratorium jest obchodzenie się z odpadami szpitalnymi, i ich usuwanie zgodnie z przepisami. Nieużywane wymazówki można uznać za produkty inne niż niebezpieczne i zutilizowane jako takie.

















### Bibliografia:

1. Cune J. et al. Powierzchnowy wymaz jest przydatny w mikrobiologicznej diagnostyce ostrych protetycznych infekcji stawów. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P. i in. Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej i pobierania próbek w diagnostyce i leczeniu grzybic w podologii. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. Garcia JM i in. Pobieranie, transport i ogólna obróbka próbek w Laboratorium Mikrobiologii. Procedury w mikrobiologii klinicznej. Hiszpańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Klinicznej (SEIMC). 2017.

Ref	Descripción	Description
300200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	ESCOBILLON PS+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSA
300203	ESCOBILLON ALU+ALGODON PEEL	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	ESCOBILLON MAD.+ALGOD. B/2 PEEL	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	ESCOBILLON ALU.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSA
300253	ESCOBILLON ALU.+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSA
300261	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	ESCOBILLÓN 13X165MM PS C/POLIÉSTER	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
300212.1	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/2	SWAB PEEL/2 PS+VISCOSA
310200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON FLOW	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	ESCOBILLON PS+VISCOSA FLOW	PS+VISCOSA SWAB FLOW
300250.M	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON

Ref	Descripción	Description
300252W	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO T/BLANCO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSA WHITE CAP
300261.M	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300280	CARY BLAIR MADERA+ALGODON	CARY BLAIR SWAB WOOD+COTTON
300281	AMIES ALUMINIO+VISCOSA	AMIES SWAB ALUMINIUM+VISCOSA
300285	AMIES CARBON PS+VISCOSA	AMIES+CHARCOAL SWAB PS+VISCOSA
300287	AMIES PS+VISCOSA	AMIES SWAB PS+VISCOSA
300290	STUART MADERA+ALGODÓN	STUART SWAB WOOD+COTTON
300291	STUART ALUMINIO+ALGODÓN	STUART SWAB ALUM+COTTON
300295	STUART 13X165MM PS C/VISCOSA	STUART 13X165MM PS W/VISCOSA
300298	VIRUS 2ML PS+VISCOSA	VIRUS 2ML SWAB PS+VISCOSA
300280.2	CARY BLAIR PS+VISCOSA	CARY BLAIR SWAB PS+VISCOSA
300281/1	ESC. AMIES+CARBON ALUM.VISCOSA	AMIES CHARCOAL SWAB WIRE+VISCOSA
300284.SE	AMIES LIQUIDO PS+VISCOSA S/ESPONJA	AMIES SWAB LIQUID PS+VISCOSA NO SPONGE
300299.SE	CHLAMYDIA PS+POLIÉSTER S/ESPONJA	CHLAMYDIA SWAB PS+POLYESTER NO SPONGE


### Słowniczek symboli:

 <b>REF</b>	Numer katalogu	 <b>LOT</b>	Numer partii	 <b>QTY</b>	Ilość	 <b>STERILE R</b>	Jałowy dla naświetlania
 <b>IVD</b>	Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro	 <b>MD</b>	Urządzenie medyczne		Nie używać ponownie	 <b>STERILE EO</b>	Rdza sterylina etylenowy
	Trzymaj się z dala od światła słonecznego		Producent		Data wygaśnięcia		temperatura do przechowywania
 <b>UDI</b>	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Data produkcji		Unikalny sterylny system barierowy		20°C - 30°C

W przypadku poważnego incydentu\* związanego z produktem należy powiadomić firmę Deltalab, SL oraz właściwy organ państwa, w którym użytkownik ma siedzibę. \* Przez „poważny incydent” rozumie się taki, który prowadzi do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika albo do poważnego zagrożenia zdrowia publicznego.

Pędzel do kolekcji: 

Rurka z medium: 

 DELTALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es