

TUBOS PARA EXTRACÇÃO DE SANGUE HUMANO EUROTUBO®

Fabricados em polipropileno transparente, resistentes aos choques. Tampas em polietileno. Ergonómicos. Permitem destapar-se só com uma mão. Tubos etiquetados, com indicação de código, de lote, e data de caducidade, o que permite seguir a rastreabilidade do produto. Urna vez extraído o sangue introduz-se nos tubos de extracção correspondentes, em função das análises a realizar: SORO ou PLASMA.

Tubos para a obtenção de SORO:

Estes tubos incluem um acelerador da coagulação com granulas ou gel, em função do modelo.

Modo de uso:

- Destaparotubo.
- Juntar o sangue ao tubo (no caso do nosso tubo especial para glucose encher até á seta).
- Tapar o tubo e inverte-lo suavemente de 4 a 6 vezes coma mão.
- Deixar repousar uns 15 minutos em posição vertical.
- Centrifugar a 1.500 xg durante uns 15 minutos. O acelerador facilita a coagulação e os granulas ou o gel formam urna barreira entre o coágulo e o soro.

Tubos para a obtencao do PLASMA:

Dependendo da analítica a realizar dispomos de tubos com os seguintes aditivos: Heparina de litio, Heparina iodoacetato (especial para provas de glucose em plasma), EDTA dipotásico e tri potásico e citrato de sódio.

Estes tubos, à excepção dos citratos, incluem o aditivo em forma atomizada para favorecer a rápida mistura com o sangue (o que evita o excesso de mistura liquida). Os citratos (VSG e coagulação) fabricam-se na forma liquida, de acordo comos standards estabelecidos.

Modo de uso:

- Destaparotubo.
- Juntar o sangue ao tubo até á indicação na etiqueta.
- Tapar o tubo e inverte-lo suavemente de 4 a 6 vezes coma mão.
- Para análises em sangue total, pode efectuarse a análise de imediato. Para análises em plasma, convém deixar em repouso o centrifugar suavemente.

Consultem o nosso catálogo geral. Podemos facilitar informação mais detalhada e e pecífica para cada tubo.

Proteger os tubos da luz solar, armazenar em local bem ventilado e longe de qualquer ponto de calor ou de ignição.

Evitar temperaturas extremas.

Não usar o produto se este mudou a sua cor original.

Não utilizar se estiver sujo.

Não utilizar se a validade expiro u.

Não utilizar se estiver partido ou faltarem componentes.

Eliminar como lixo biológico.

Nos modelos com GEL, o conteúdo do tubo (sangue + aditivo) NÃO DEVE ser reinfundido no corpo humano.

Glossário de símbolos:



Prazo de validade



Não reutilizar



Quantidade



Código de lote



Número de catálogo



Marcação CE



Produto Sanitário para diagnóstico in vitro



Consultar as instruções de utilização na página web www.deltalab.es/eifus



Fabricante

⚠ No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido.
*Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.