

pt

DEPRESSOR LINGUAL















Produto de utilização única. A reutilização deste produto pode causar infeções. Esterilizado com óxido de etileno. É comercializado em dois materiais:
- Madeira atóxica e biocompatível, não estilhaçável e com bordos arredondados para evitar agressões na zona bucal.
- Plástico (poliestireno) atóxico, biocompatível e com bordos arredondadas para evitar agressões na zona bucal.

Tem uma consistência mecânica suficiente para garantir a impossibilidade de quebrar durante a sua utilização. É usado como depressor da língua para conseguir uma visualização correta da zona bucal e para prevenir as contaminações durante a recolha de amostras da garganta e da nasofaringe. Apresentação unitária: bolsas unitárias em flow-pack.


O depressor destina-se a ser usado em ambientes clínicos-hospitalares. O uso do depressor não apresenta qualquer dificuldade para os utilizadores previstos. Não é adequado para qualquer outra aplicação que não seja a utilização prevista. Não deve ser usado se houver sinais de quebra ou deterioração da embalagem. Se se verificar que a embalagem unitária perdeu a sua integridade, não se deve usar o depressor, uma vez que não há garantia de esterilidade. Não se deve usar se houver sujidade no depressor. Eliminar o produto se se encontrar algum quebrado ou com farpas. Não utilizar se as informações impressas sobre o produto não forem apresentadas corretamente. Não utilizar após o prazo de validade.

Embora seja pouco provável, uma pressão demasiado forte durante a utilização pode quebrar o depressor. Em caso de rutura, eliminar imediatamente. Os depressores não necessitam de condições especiais de conservação. Devido ao uso previsto para o produto, os destinatários pertencem ao setor da saúde e dispõem de contentores de resíduos biológicos, onde se deve eliminar o produto utilizado e geri-lo como resíduo biológico. Os depressores, uma vez usados, devem ser descontaminados ou tratados como resíduos hospitalares contaminados. É responsabilidade de cada laboratório manusear, tratar e eliminar os resíduos de acordo com a regulamentação. Os depressores não utilizados podem ser considerados produtos não perigosos e podem ser eliminados de acordo com este critério.

REF.	DESCRIPTION
441142.2	PLASTIC TONGUE DEPRESSOR I/W
441242.2	WOOD TONGUE DEPRESSOR FLOW

 QTY Quantia	 CE 0318 Marcação CE	 LOT Código do lote	 Fabricante
 REF Número de catálogo	 Não utilizar se a embalagem estiver danificada	 Não reutilizar	 STERILE/EO Estéril por óxido de etileno
 MD Aparelho médico	 Consultar as instruções de utilização no website www.deltalab.es/eifus	 Data de fabricação	 Prazo de validade
 UDI Identificador de dispositivo exclusivo	 Sistema exclusivo de barreira estéril		

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalab.es - www.deltalab.es