

TUBOS DATA MATRIX



Integridad de la muestra garantizada

Material: Polipropileno monomérico virgen de categoría médica
Low binding capacity.
Una única pieza sólida bi-termo-inyectada en negro y transparente.

Trazabilidad garantizada


Triple codificación grabada a láser.
Código único a nivel mundial.

IATA Certified

Tapón rosca con junta de sellado.




Codificación 1D y HR en el lateral
Permite la identificación de la muestra con lector 1D (pistola) u ojo humano



Ventana para comprobación visual de la alícuota

Codificación 2D en la base
Permite lectura de un rack completo en bed scanner



Ver ficha técnica



STARTER PACK

50 Racks de tubos Mx500
(rosca externa, 500ul pretapados y enrackados)
+ Destaponador

STARTER PACK PRO

50 Racks de tubos Mx500
(rosca externa, 500ul pretapados y enrackados)
+ Destaponador
+ Rack Reader


Consulta el catálogo de Soluciones para Biobancos



Completa tu pack:



Defrost Roller



Access Tube Presenter



SAFE® 8-Channel Capper/ Decapper



Lector 1D Single Reader

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Deltalab Group dispone de Servicio de Asistencia Técnica propio, profesional y con asistencia técnica nacional porque somos conscientes de que efectividad y rapidez son dos factores clave a la hora de resolver las dudas o incidencias de nuestros clientes.

Disponemos de un equipo de ingenieros técnicos con formación especializada y con la preparación adecuada para dar servicio a nivel de validaciones, certificaciones, mantenimientos preventivos - correctivos y reparaciones de los equipos.

Asistencia inmediata y repuestos originales.

SAT Barcelona
Tel.: 93 718 08 08

SAT Madrid
Tel.: 91 616 42 68

SAT Murcia
Tel.: 664 551 126

sat@deltalabgroup.com

Contacta con nosotros para información comercial:

Centro
Puerto de Navafría 12
28935 Móstoles - Madrid
Tel.: + 34 91 616 42 68

Cataluña
Av. La Llana, 115-117
Pol. Industrial La Llana
08191 Rubí - Barcelona
Tel.: + 34 93 718 08 08

Murcia
Pol. Ind. Los vientos
Calle Neptuno 59A
30565 Las Torres de
Cotillas - Murcia
Tel.: 96 862 65 09

Valencia
C/ San Roque, 30
46910 Benetusser - Valencia
Tel. : 96 395 08 09

Norte
48992 Getxo - Vizcaya
Tel.: +34 637 731 953

Sur
41018 Sevilla
Tel.: + 34 650 202 303