

## PADELLA E PAPPAGALLO UOMO

**Per la raccolta di fluidi biologici umani (feci e urine). Pulire e disinfettare prima dell'uso. Senza sterilizzare.  
Il prodotto non è fabbricato in latex di gomma naturale o gomma naturale secca.  
Prodotto sanitario.**

### Finalità prevista:

La padella ha lo scopo di raccogliere le urine o le feci di pazienti allettati o con mobilità ridotta. La pappagallo per uomo ha lo scopo di raccogliere le urine di pazienti uomini allettati. Sia la padella che la pappagallo sono destinate all'uso ospedaliero e/o domiciliario.

### Precauzioni generali:

1. Non adatto ad usi diversi da quelli previsti.
2. L'utilizzo della padella e della pappagallo per uomo non presenta nessuna difficoltà per gli utenti.
3. In caso di rottura del contenitore non utilizzare la padella o la pappagallo per uomo.
4. Prima di ogni utilizzo, pulire con un detergente e disinfettare con candeggina o altri disinfettanti. Il vassoio può essere lavato in termodisinfettori.
5. La vita utile viene determinata dall'usura e dal deterioramento dovuto all'uso. Smaltire in caso di rilevamento di colore, ruvidità, deformazioni, ecc.
6. Conservare lontano da fonti di calore.

### Glossario dei simboli:

 REF	Numero di catalogo	 LOT	Codice lotto	 CE	Marcatura CE
 MD	Prodotto sanitario	 QTY	Quantità		Data di scadenza
	Mantenersi al riparo dalla luce del sole		Fabbricante		Non utilizzare se il contenitore è danneggiato
 UDI	Identificazione unica dei dispositivi		Fare riferimento alle istruzioni d'uso sul sito <a href="http://www.deltalab.es">web www.deltalab.es</a>		

In caso di incidente grave\* relativo al prodotto, avvisare sia Deltalab, S.L. nonché l'autorità competente dello Stato in cui è stabilito l'utente. \*Per "incidente grave" si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del paziente o dell'utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.