

ARRASTADEIRAS E URINOL MASCULINO

Para a recolha de fluidos biológicos humanos (fezes e urina). Limpar e desinfetar antes de usar. Sem esterilização.

O produto não é fabricado com látex de borracha natural ou borracha natural seca.

Produto sanitário.

Finalidade prevista:

A arrastadeira tem a finalidade de recolher a urina e/ou fezes em doentes acamados ou com mobilidade reduzida. O urinol masculino tem a finalidade de recolher a urina em doentes do sexo masculino acamados. Tanto a arrastadeira como o urinol se destinam a uso hospitalar e/ou domiciliário.

Precauções gerais:

1. Não adequado para qualquer outra aplicação que não seja o seu uso previsto.
2. O uso da arrastadeira e do urinol masculino não apresenta nenhuma dificuldade para os utilizadores previstos.
3. Em caso de rutura da embalagem, não utilizar a arrastadeira ou o urinol masculino.
4. Limpar com detergente e desinfetar com lixívia ou outros desinfetantes, antes de cada utilização. A cunha é adequada para uso em lavadoras desinfetadoras.
5. A vida útil é determinada pelo desgaste e deterioração devidos ao uso. Descartar quando forem detetadas mudanças de cor, asperezas, deformações, etc.
6. Armazenar afastado de fontes de calor.

Glossário de símbolos:

 REF	Numero di catalogo	 LOT	Código de lote	 Prazo de validade
 MD	Produto Sanitário	 QTY	Quantidade	 Marcação CE
 Mantenha-o fora da luz do sol		 Fabricante		 Não utilizar se a embalagem estiver danificada
 UDI	Identificador único do dispositivo	 Consulte-se as instruções de uso na página web www.deltalab.es		

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.